


# PARI Year Packs

## Die Fitmacher für Ihr Inhalationsgerät



Sinn und Ziel unserer Arbeit ist es, den Menschen, die unter Atemwegserkrankungen leiden, und denen, die sich um sie sorgen und kümmern, das Leben zu erleichtern.



# PARI Year Packs

## Machen Sie Ihr PARI Inhalationsgerät fit für ein weiteres Jahr!

Ihr PARI Vernebler unterliegt bei häufiger Anwendung und hygienischer Wiederaufbereitung, wie jedes andere Kunststoffteil auch, einer gewissen Abnutzung. Dies kann im Laufe der Zeit zu einer Veränderung des Tröpfchenspektrums und somit auch zu einer Beeinträchtigung der Therapieeffizienz führen. Um die Wirksamkeit und Qualität Ihrer Inhalationstherapie auch langfristig zu gewährleisten, sollten Sie wichtige Teile Ihres Inhalationsgerätes jährlich austauschen. Dafür gibt es praktische Austauschsets, die sogenannten PARI Year Packs.



Informationen zu den PARI **Year Packs** erhalten Sie in der Apotheke, im Sanitätshaus, im medizinisch-technischen Fachhandel oder direkt bei PARI.

**Übrigens: Die PARI Year Packs können auch vom Arzt verordnet werden!**



- **PARI JuniorBOY® Year Pack**  
das Austauschset für den PARI **JuniorBOY® (N)** enthält:  
**PARI LC PLUS® Junior** Vernebler, Anschlussschlauch, Luftfilter, PARI Friend  
Bestellnummer: 022G7020; PZN: 7395958
- **PARI TurboBOY® Year Pack**  
das Austauschset für den PARI **TurboBOY® (N)** enthält:  
**PARI LC PLUS® Turbo** Vernebler, Anschlussschlauch, Luftfilter  
Bestellnummer: 022G8510; PZN: 7395935
- **PARI BOY® Year Pack**  
das Austauschset für den PARI **BOY® (N)** enthält:  
Mundstück, Düse, Medikamentenbecher, Anschlussschlauch, LL Adapter, Luftfilter  
Bestellnummer: 012G6300; PZN: 2224821
- **PARI LC PLUS® Year Pack**  
das Austauschset für den PARI **BOY® (N) Senior** und  
**PARI UNI light (mobil)** enthält:  
**PARI LC PLUS®** Vernebler, Anschlussschlauch, Luftfilter  
Bestellnummer: 022G8010; PZN: 2859181



PARI Service Center  
**+ 49 (0) 8151/2 79-2 79**

Rufen Sie uns an...



... wenn Sie Fragen zur **Verwendung, Handhabung, Reinigung oder Wartung** Ihres PARI Inhalationsgerätes haben.



... wenn Sie Auskünfte über **Ersatzteile von aktuellen bzw. älteren PARI Produkten** benötigen und/oder wissen möchten, wo Sie diese bestellen können.



... wenn Ihr PARI Produkt **Service oder Reparatur** benötigt.

Mit dem **PARI 48-Stunden-Reparaturservice** verlässt Ihr Gerät unsere Service-Abteilung innerhalb von 48 Stunden.



... wenn Sie ein **Leihgerät** für die Dauer der Reparatur Ihres PARI Inhalationsgerätes oder für Ihren Urlaubsaufenthalt im Ausland benötigen.



PARI GmbH  
Spezialisten für effektive Inhalation  
Moosstraße 3 · 82319 Starnberg  
Telefon +49 (0) 8151/2 79-0  
Fax +49 (0) 8151/2 79-101



**Im Internet finden Sie PARI unter:**  
[www.pari.de](http://www.pari.de)  
E-Mail: [info@pari.de](mailto:info@pari.de)

**Ihr PARI Fachhandel:**